


**SCC - SPINE CUT CLEAR** - é um produto desenvolvido para efetuar uma descompressão de hérnia discal por processo minimamente invasivo. Está indicado na grande maioria dos pacientes com problemas de hérnias de disco contidas e discopatias degenerativas. O procedimento pode ser realizado na região tóraco-lombar da coluna vertebral.



**SCC - SPINE CUT CLEAR** é acionado através do equipamento DAPBE, Registro ANVISA 80036759003.



## Componentes do SPINE CUT CLEAR

- 01 unid. | Fio Guia
- 01 unid. | Cânula TLS
- 01 unid. | Micro Cânula de Infusão
- 01 unid. | Cânula Cortante
- 01 unid. | Acionador
- 01 unid. | Mangueira de Conexão
- 01 unid. | Tubo para Partículas

- 01 unid. | Mangueira de Conexão L4
- 01 unid. | Cânula Auxiliar
- 01 unid. | Cânula Serrilhada
- 01 unid. | Cânula L5-S1
- 01 unid. | Pinça de Apoio
- 01 unid. | Cânula interna de corte



## PRINCIPAIS VANTAGENS

Minimamente invasivo

Pinça de Apoio descartável para retirada do tecido fibroso

Sistema de neuro-estimulação

Sistema de infusão

Acionamento por pedal com opção pulsante automático e pulso controlado

Acionamento por nitrogênio

Filtro de retenção do tecido para biópsia

