



INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS PARA SAÚDE

MOTORES CIRÚRGICOS

LOCAÇÃO e VENDA

Motores Série M

SERRA OSCILANTE



Modelo NS-1511

-  POTENTE
-  ROBUSTO
-  CORTE PRECISO

ACESSÓRIOS



Bateria*



Carregador



Estação de
Carregamento



Adaptador de
Esterilização

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência
150W

Velocidade
máxima
0-180000cpm

Ruído
≤75dB

Carregador

Tensão de Entrada
AC110-220V

Frequência
50-60Hz

Bateria

Capacidade
1800 mAh

Tempo de Carregamento
2hrs

Tipo de bateria
Ni-Mh

Tensão Nominal
14,4V

*Bateria Não Esterilizável

Motores Série M

PERFURADOR CANULADO



Modelo ND-2511

- POTENTE
- ROBUSTO
- CANULADO

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência
150W

Velocidade
máxima
0.900rpm

Ruído
≤ 75 dB

Carregador

Tensão de Entrada
AC110-220V

Frequência
50-60Hz

Bateria

Capacidade
1800 mAh

Tempo de Carregamento
2hrs

Tipo de bateria
Ni-Mh

Tensão Nominal
14,4V

ACESSÓRIOS



Bateria*



Carregador



Estação de
Carregamento



Adaptador de
Esterilização



Chave de
Mandril

*Bateria Não Esterilizável

OPÇÃO COM OU SEM ENGATE RÁPIDO



INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS PARA SAÚDE

Motores Série M

PERFURADOR REAMER



Modelo ND-3511

-  POTENTE
-  ROBUSTO
-  ALTO TORQUE

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência
150W

Velocidade
máxima
0-300rpm

Torque
14Nm

Carregador

Tensão de Entrada
AC110-220V

Frequência
50-60Hz

Bateria

Capacidade
1800 mAh

Tempo de Carregamento
2hrs

Tipo de bateria
Ni-Mh

Tensão Nominal
14,4V

ACESSÓRIOS



Bateria*



Carregador



Estação de
Carregamento



Adaptador de
Esterilização



Chave de
Mandril

*Bateria Não Esterilizável

OPÇÃO COM OU SEM ENGATE RÁPIDO



Pode conectar o eixo do alargador acetabular com cabeça de escareador. Diferentes marcas e interfaces podem ser personalizadas. (Hudson, AO, Stryker etc.)



INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS PARA SAÚDE

Motores Série M

MOTOR CIRÚRGICO MULTIFUNÇÃO



Modelo NM500

- ↔ VERSÁTIL
- ✂️ MULTIUSO
- ✔️ PRÁTICO

ACESSÓRIOS

-  Bateria*
-  Carregador
-  Estação de Carregamento
-  Adaptador de Esterilização
-  Chave de Mandril

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência
150W

Velocidade máxima
0.900rpm
1.1800cpm

Ruído
≤ 75 dB

Carregador

Tensão de Entrada
AC110-220V

Frequência
50-60Hz

Bateria

Capacidade
1800mAh

Tempo de Carregamento
2hrs

Tipo de bateria
Ni-Mh

Tensão Nominal
14.4V

*Bateria Não Esterilizável

DIFERENTES ADAPTADORES DISPONÍVEIS



Adaptadores

Passa Fio 0.8 a 1.8
Passa fio 2.0 a 3.2



NM5-6001

Perfurador



NM5-1001

Reamer



NM5-3011

Serra Sagital
Serra Esterno



NM5-S031

Serra Reciprocante



NM5-S011

Perfurador Canulado



NM5-2001

Motores Série E

MINI MOTOR CIRÚRGICO MULTIFUNCIONAL



Modelo EM300

- ✓ PRATICIDADE
- ✋ FLEXIBILIDADE
- ↔ VERSATILIDADE

ACESSÓRIOS

- Bateria*
- Carregador
- Estação de Carregamento
- Adaptador de Esterilização
- Chave de mandril

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência
100W

Ruído
≤ 65 dB

Bateria

Capacidade
2200 mAh

Tempo de Carregamento
2,5hrs

Tipo de bateria
Lítio

Tensão Nominal
7,2V

Carregador

Tensão de Entrada
AC110-220V

Frequência
50-60Hz

*Bateria Não Esterilizável

Adaptadores

Quatro opções de adaptadores para diversos procedimentos na mesma peça de mão!

MENOS RUÍDO DURANTE O PROCEDIMENTO



Mini Serra Oscilante



Velocidade
máxima
0-16000cpm

Mini Perfurador



Velocidade
máxima
0-1100rpm

Engate Rápido Padrão AO



Velocidade
máxima
0-1100rpm

Mini Passa Fio K-Wire



Velocidade
máxima
0-1100rpm



INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS PARA SAÚDE

Motores Series E

PERFURADOR CIRÚRGICO MULTIFUNCCIONAL



Modelo EM100

- NOVO DESIGN
- ERGONÔMICO
- SILENCIOSO

ACESSÓRIOS

- Bateria*
- Carregador
- Estação de carregamento
- Adaptador de esterilização
- Cápsula de bateria
- Chave de mandril

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência
200W
Ruído
≤ 60 dB (A)

Bateria

Capacidade
3000 mAh
Tempo de Carregamento
3-4hrs
Tipo de bateria
Lítio
Tensão Nominal
14.8V

Carregador

Tensão de Entrada
AC110-220V
Frequência
50-60Hz

Motores Série E

SERRA OSCILANTE



Modelo ES-1011

- NOVO DESIGN
- ERGONÔMICO
- VERSÁTIL

ACESSÓRIOS

- Bateria*
- Carregador
- Estação de Carregamento
- Adaptador de Esterilização
- Cápsula de bateria

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência
200W
Velocidade máxima
0-18000cpm
Ruído
≤ 75 dB (A)

Bateria

Capacidade
3000 mAh
Tempo de Carregamento
3-4hrs
Tipo de bateria
Lítio
Tensão Nominal
14.8V

Carregador

Tensão de Entrada
AC110-220V
Frequência
50-60Hz



INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS PARA SAÚDE

SOMA
MEDICAL

BATERIAS STRYKER



Kit de Bateria Stryker
para reposição ou
substituição.



INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS PARA SAÚDE



comercial@somamedical.com.br

**Nossa equipe está a sua disposição para
qualquer dúvida.**

contato@somamedical.net.br

11 2362-0677

www.somamedical.net.br



INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS PARA SAÚDE