



Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda




**BIO**  
ENGENHARIA

## CÂNULA PARA BIÓPSIA DE TECIDO ÓSSEO

CÂNULA PARA BIÓPSIA DE TECIDO ÓSSEO BIO ENGENHARIA - CBTOBE - REGISTRO 80036750033

A Cântula para Biópsia de Tecido Ósseo Bio Engenharia destina-se realizar biópsia do tecido ósseo para análise em laboratório de anatomia patológica com o objetivo de auxiliar no diagnóstico de uma patologia.



### Componentes da CÂNULA PARA BIÓPSIA DE TECIDO ÓSSEO BIO ENGENHARIA\*:

01 Tubo de Acesso TA-CBTOBE
01 Punção P-CBTOBE
01 Ponteira Estriada PE-CBTOBE
01 Mandril M-CBTOBE
01 Extrator E-CBTOBE

\*O conjunto apresenta várias apresentações comerciais, que variam nos dimensionais dos seus componentes.

