



BIO

ENGENHARIA

Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda



BLOCKBIO CÂNULA DE BLOQUEIO


BLOCKBIO CÂNULA DE BLOQUEIO BIO ENGENHARIA - REGISTRO 80036750037

A BLOCKBIO CÂNULA DE BLOQUEIO BIO ENGENHARIA com ponta de 25°, foi projetada para:

- o plexo e bloqueio nervoso periférico, usando estimulação nervosa elétrica e/ou ultra-som;
- proporcionar anestesia e analgesia em procedimentos cirúrgicos envolvendo extremidades superiores e inferiores, mama e abdômen;
- técnicas de bloqueio nervoso em procedimentos de dor aguda e crônica.

A BlockBio Cânula de Bloqueio Bio Engenharia é utilizada para aplicação de anestésicos em nervos específicos do Plexo Braquial. O mecanismo de ação é anestésicar o nervo, com objetivo de redução ou eliminação de dor nas extremidades superiores e inferiores do corpo humano.

O uso desse tipo de cânula é restrito ao pessoal médico com treinamento e experiência adequada necessária para realizar técnicas de bloqueio nervoso.



Especificações técnicas / Modelos comerciais:

Código	Descrição Componentes	Dimensão	Força Elástica (N)
HNBX-22100A	BlockBio Cânula de Bloqueio Bio Engenharia 22Gx100mm	22G x 100mm	40
HXNB-22150A	BlockBio Cânula de Bloqueio Bio Engenharia 22Gx150mm	22G x 150mm	40