



Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda



KIT CÂNULA CERVICAL NUCLEOTOMOR PULSANTE

KIT CÂNULA CERVICAL NUCLEOTOMOR PULSANTE BIO ENGENHARIA - REGISTRO 80036750036

O KCCNPBE – KIT CÂNULA CERVICAL NUCLEOTOMOR PULSANTE BIO ENGENHARIA é um produto desenvolvido para efetuar uma descompressão de hérnia discal cervical contida por nucleotomia ou discectomia percutânea.

Este KIT destina-se para o procedimento a ser realizado na região cervical da coluna vertebral por via anterior. É um procedimento minimamente invasivo.

O acionamento do mesmo deverá ser feito através do DAPBE - DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO BIO ENGENHARIA, Registro ANVISA 80036759003.



Componentes do KIT CÂNULA CERVICAL NUCLEOTOMOR PULSANTE BIO ENGENHARIA:

01 unidade do Fio Guia Cervical - FGCR
01 unidade da Cânula Iniciadora Cervical - CICR
01 unidade da Cânula Interna Serrilhada 2.0 - CIS-2.0
01 unidade da Cânula de Acesso Cervical - CACR
01 unidade da Cânula Pulsante Cervical (Ø 1,8mm) - CPCR
01 unidade da Cânula Cervical Auxiliar - CCA
01 unidade do Tubo de Retenção de Partículas - TRP
01 unidade da Mangueira de Conexão 01 - MSC01
01 unidade da Mangueira de Conexão 02 - MPUC02
01 unidade do Acionador - AC

