

Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda



BIO
ENGENHARIA


KIT CÂNULA NUCLEOTOMOR PULSANTE

KIT CÂNULA NUCLEOTOMOR PULSANTE BIO ENGENHARIA - KCNPBE - REGISTRO 80036750035

O KCNPBE é um produto desenvolvido para efetuar uma descompressão de hérnia discal por nucleotomia ou discectomia percutânea.

Está indicado para a grande maioria dos pacientes com problemas de hérnias de disco e discopatias degenerativas. O procedimento pode ser realizado na região tóraco-lombar da coluna vertebral. É um procedimento minimamente invasivo.

O acionamento do mesmo deverá ser feito através do DAPBE – DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO BIO ENGENHARIA, Registro ANVISA 80036759003.



Componentes do KIT CÂNULA NUCLEOTOMOR PULSANTE BIO ENGENHARIA:

01 unidade do Fio Guia – FG HI01
01 unidade da Cânula Interna Perfuradora 01 CIP-01
01 unidade da Cânula Externa Perfuradora 01 CEP-01
01 unidade da Cânula Externa 01 L5-S1 – CEL5S1-01
01 unidade do Cânula Interna de Corte 01 CIC-01
01 unidade do Acionador AC, com Tubo de Retenção de Partículas TRP
01 unidade de Cânula Interna Auxiliar 01 CIA-01

