



INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS PARA SAÚDE

MOTORES CIRURGICOS

LOCAÇÃO e VENDA

Motores Série M

SERRA OSCILANTE

Modelo NS-1511

-  POTENTE
-  ROBUSTO
-  CORTE PRECISO

ACESSÓRIOS

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência
150W

Velocidade
máxima
0-180000cpm

Ruído
≤75dB

Carregador

Tensão de Entrada
AC110-220V

Frequência
50-60Hz

Bateria

Capacidade
1800 mAh

Tempo de Carregamento
2hrs

Tipo de bateria
Ni-Mh

Tensão Nominal
14,4V



Bateria*



Carregador



Estação de
Carregamento



Adaptador de
Esterilização

*Bateria Não Esterilizável

Motores Série M

PERFURADOR CANULADO

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência
150W

Velocidade
máxima
0.900rpm

Ruído
≤ 75 dB

Carregador

Tensão de Entrada
AC110-220V

Frequência
50-60Hz

Bateria

Capacidade
1800 mAh

Tempo de Carregamento
2hrs

Tipo de bateria
Ni-Mh

Tensão Nominal
14,4V



Modelo ND-2511

- POTENTE
- ROBUSTO
- CANULADO

ACESSÓRIOS



Bateria*



Carregador



Estação de
Carregamento



Adaptador de
Esterilização



Chave de
Mandril

*Bateria Não Esterilizável

OPÇÃO COM OU SEM ENGATE RÁPIDO



Motores Série M

PERFURADOR REAMER



Modelo ND-3511

-  POTENTE
-  ROBUSTO
-  ALTO TORQUE

ACESSÓRIOS



Bateria*



Carregador



Estação de Carregamento



Adaptador de Esterilização



Chave de Mandril

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência
150W

Velocidade
máxima
0-300rpm

Torque
14Nm

Carregador

Tensão de Entrada
AC110-220V

Frequência
50-60Hz

Bateria

Capacidade
1800 mAh

Tempo de Carregamento
2hrs

Tipo de bateria
Ni-Mh

Tensão Nominal
14,4V

*Bateria Não Esterilizável

OPÇÃO COM OU SEM ENGATE RÁPIDO



Pode conectar o eixo do alargador acetabular com cabeça de escareador. Diferentes marcas e interfaces podem ser personalizadas.
(Hudson, AO, Stryker etc.)



INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS PARA SAÚDE

Motores Série M

MOTOR CIRÚRGICO MULTIFUNCIONAL



Modelo NM500

- ↔ VERSÁTIL
- ✂️ MULTIUSO
- ✓ PRÁTICO

ACESSÓRIOS

- Bateria*
- Carregador
- Estação de Carregamento
- Adaptador de Esterilização
- Chave de Mandril

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência
150W

Velocidade máxima
0.900rpm
1.1800cpm

Ruído
≤ 75 dB

Carregador

Tensão de Entrada
AC110-220V

Frequência
50-60Hz

Bateria

Capacidade
1800mAh

Tempo de Carregamento
2hrs

Tipo de bateria
Ni-Mh

Tensão Nominal
14.4V

*Bateria Não Esterilizável

DIFERENTES ADAPTADORES DISPONÍVEIS



Adaptadores

Passa Flo 0.8 a 1.8
Passa fio 2.0 a 3.2



NM5-6001

Perfurador



NM5-1001

Reamer



NM5-3011

Serra Sagital
Serra Esterno



NM5-S031

Serra Reciprocante



NM5-S011

Perfurador Canulado



NM5-2001



INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS PARA SAÚDE

Motores Série E

MINI MOTOR CIRÚRGICO MULTIFUNCIONAL



Modelo EM300

- ✓ PRATICIDADE
- ✋ FLEXIBILIDADE
- ↔ VERSATILIDADE

ACESSÓRIOS

-  Bateria*
-  Carregador
-  Estação de Carregamento
-  Adaptador de Esterilização
-  Chave de mandril

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência
100W

Ruído
≤ 65 dB

Bateria

Capacidade
2200 mAh

Tempo de Carregamento
2,5hrs

Tipo de bateria
Lítio

Tensão Nominal
7,2V

Carregador

Tensão de Entrada

AC110-220V

Frequência
50-60Hz

*Bateria Não Esterilizável

Adaptadores

Quatro opções de adaptadores para diversos procedimentos na mesma peça de mão!

MENOS RUÍDO DURANTE O PROCEDIMENTO



Mini Serra Oscilante



Velocidade
máxima
0-16000cpm

Mini Perfurador



Velocidade
máxima
0-1100rpm

Engate Rápido Padrão AO



Velocidade
máxima
0-1100rpm

Mini Passa Fio K-Wire



Velocidade
máxima
0-1100rpm



INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS PARA SAÚDE

Motores Series E

PERFURADOR CIRÚRGICO MULTIFUNCIONAL

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência

200W

Ruído

≤ 60 dB (A)

Carregador

Tensão de Entrada

AC110-220V

Frequência

50-60Hz

Bateria

Capacidade

3000 mAh

Tempo de Carregamento

3-4hrs

Tipo de bateria

Lítio

Tensão Nominal

14.8V



Modelo EM100



NOVO DESIGN



ERGONÔMICO



SILENCIOSO

ACESSÓRIOS



Bateria*



Carregador



Estação de
carregamento



Adaptador de
esterilização



Cápsula de bateria



Chave de mandril

Motores Série E

SERRA OSCILANTE

Informações Técnicas

Peça de mão

Potência

200W

Velocidade
máxima

0-180000cpm

Ruído

≤ 75 dB (A)

Bateria

Capacidade

3000 mAh

Tempo de Carregamento

3-4hrs

Tipo de bateria

Lítio

Tensão Nominal

14.8V

Carregador

Tensão de Entrada

AC110-220V

Frequência

50-60Hz



Modelo ES-1011



NOVO DESIGN



ERGONÔMICO



VERSÁTIL

ACESSÓRIOS



Bateria*



Carregador



Estação de
Carregamento



Adaptador de
Esterilização



Cápsula de bateria



INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS PARA SAÚDE

SYSTEM 6



EC-S



CB-S



B-S



AE-S

SYSTEM 5



EC-E



C-E



CB-E



B-E



AE-E

**Nossa equipe está a sua disposição
para qualquer dúvida.**



comercial@somamedical.com.br

11 4770-0900

www.somamedical.com.br